



VÁHY

Osobní váhy SECA

Mechanické kalibrovatelné váhy za dostupné ceny



SECA 711

SECA 711 je klasická mechanická váha kalibrační třídy III.

SECA 711 má velkou váživost a vynikající přesnost. Jelikož se řadí do kalibrační třídy III, je určená i náročným zákazníkům. Tato váha se hodí jak do nemocnic, tak do soukromých ordinací.

Technické parametry

kapacita (kg):	220
citlivost (g):	100
rozměry (mm):	520 x 1556 x 512
hmotnost (kg):	23,5
stanovené měřidlo:	třída III
příslušenství: (volitelně)	měřidlo výšky SECA 220
objednací kód:	760-402



SECA 709

SECA 709 je klasická mechanická váha kalibrační třídy III s novým designem.

Tato váha je velice kvalitně provedená s vynikajícím designem. SECA 709 je určena především do soukromých ordinací. Ve spojení s metrem SECA 220 dává svému uživateli veškeré informace o výšce a váze.

Technické parametry

kapacita (kg):	200
citlivost (g):	100
rozměry (mm):	503 x 1020 x 520
hmotnost (kg):	23
stanovené měřidlo:	třída III
příslušenství: (volitelně)	měřidlo výšky SECA 220
objednací kód:	760-401

Více informací na www.lekarske-vahy.cz

seca
Precision for health



COMPEK
MEDICAL SERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE



VÁHY

Osobní váhy SECA

Mechanické kalibrovatelné váhy za dostupné ceny



SECA 756

SECA 756 je jedinečná mechanická sloupcová váha, která zároveň s váhou zobrazí i BMI. Díky barevnému diagramu lze na velké a přehledné stupnici jednoduše zjistit, zda se Váš BMI pohybuje v rozmezí podváhy, normální hmotnosti nebo nadváhy.

Ve spojení s měřidlem výšky SECA 224 lze získat kompletní mechanickou stanici pro zjištění hmotnosti, výšky a BMI vhodnou jak do soukromých ordinací, tak do nemocnic.



Technické parametry

kapacita (kg):	160
citlivost (g):	500
rozměry (mm):	360 x 1000 x 626
hmotnost (kg):	18
stanovené měřidlo:	třída III
příslušenství: (volitelně)	měřidlo výšky SECA 224
objednací kód:	760-405

SECA 761 / 760

Přesná mechanická váha s velkou stupnicí. Velká, odolná, protiskluzová platforma.



Technické parametry

kapacita (kg):	150
citlivost (kg):	1
rozměry (mm):	303 x 118 x 470
hmotnost (kg):	3,5
stanovené měřidlo:	třída III (SECA 761)
objednací kód:	760-407 / 760-304

SECA 220 / 224

Kovový výškový metr určený pro osobní sloupcové váhy SECA.



Technické parametry

SECA 220	pro SECA 701, 704, 799, 711, 709
SECA 224	pro SECA 704, 799, 756
rozsah měření (m):	0,6 - 2
odstupňování (mm):	1
rozměry (mm):	550 x 784 x 32
hmotnost (kg):	1
objednací kód:	760-501 / 760-522

Více informací na www.lekarske-vahy.cz

seca
Precision for health

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Jičín | 17. listopadu 861 | 506 01 | mobil: +420 605 281 433 | tel./fax: +420 493 524 534 | e-mail: info@compek.cz | www.compek.cz

Hradec Králové | Vážní 899 | 500 03 | mobil: +420 603 172 425 | e-mail: hradec@compek.cz

Plzeň | Masarykova 1132/62 | 312 12 | mobil: +420 736 773 551 | e-mail: plzen@compek.cz

Slavičín | Komenského 882 | 763 21 | mobil: +420 774 747 599 | e-mail: morava@compek.cz

Bratislava | Strážna 11 | 831 01 | mobil: +421 908 758 793 | tel.: +421 2 4569 2569 | e-mail: info@compek.sk | www.compek.sk



COMPEK
MEDICALSERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE