



VÁHY

Kojenecké váhy TANITA

Digitální váhy pro nejmenší

TANITA BD-590

Kojenecká váha pro měření hmotnosti kojenců a dětí do 20 kg

- lehká a odolná při transportu
- velký a snadno čitelný displej
- uložení posledního měření
- fixace naměřené hmotnosti
- funkce TARE



Technické parametry

kapacita (kg):	do 20
citlivost (g):	10
rozměry (mm):	580 x 420 x 255
hmotnost (kg):	2,2
napájení:	4 AA baterie
objednávací kód:	760-620

TANITA BD-585

Váha pro měření hmotnosti kojenců a dětí do 20 kg.

- velký a snadno čitelný displej
- obsahuje samolepící pravítko, které umožňuje dítě zároveň změřit
- fixace naměřené hmotnosti
- vyvolání posledního měření



Technické parametry

kapacita (kg):	do 20
citlivost (g):	10
rozměry (mm):	635 x 394 x 90
hmotnost (kg):	4,6
napájení:	4 AA baterie
funkce:	TARE, HOLD
objednávací kód:	760-619

TANITA BD-815 MA

Kojenecká váha se speciálním designem pro měření i menších dětí a miminek.

- fixace naměřené hmotnosti
- registrace nárůstu hmotnosti od 2 g
- snadno čitelný extra velký displej s modrým podsvícením
- odnímatelná vážící plocha pro snadné čištění
- uložení posledního měření



Technické parametry

kapacita (kg):	do 15
citlivost (g):	0-6kg/2 g, 6-15kg/5 g
rozměry (mm):	600 x 409 x 157
hmotnost (kg):	4,6
napájení:	AC adaptér
stanovené měřidlo:	třída III
kommunikace:	RS-232C
objednávací kód:	760-621

Více informací na www.lekarske-vahy.cz**TANITA**
Monitoring Your Health**COMPEK**
MEDICAL SERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE

**VÁHY**

Kojenecké váhy SECA

Digitální váhy pro nejmenší

SECA 376

Kojenecká váha pro měření hmotnosti kojenců a dětí do 20 kg

- ergonomický tvar vážící misky
- funkce tlumení pohybu při vážení
- funkce HOLD umožňuje fixaci naměřené hodnoty
- funkce BMIF umožňuje zaznamenat objem vypitého mléka při kojení
- funkce SEND - možnost bezdrátového spojení s tiskárnou, PC

**Technické parametry**

kapacita (kg):	do 20
citlivost (g):	5g<7,5kg>10g
rozměry (mm):	620 x 190 x 358
hmotnost (kg):	3,7
napájení:	baterie
funkce:	TARE, BMIF, HOLD, auto-HOLD, auto-CLEAR, SEND
stanovené měřidlo:	třída III
příslušenství: (volitelně)	kojenecký metr SECA 233, ochrany hlavy a nohou SECA 418, síťový adapter SECA 447
objednací kód:	760-212

SECA 334 / 336

Váha pro měření hmotnosti kojenců a dětí do 20 kg.

- lehká, snadno přenosná váha s madlem (možnost zavěšení váhy)
- velký LCD displej
- vyroben z jednoho kusu plastu

**Technické parametry**

kapacita (kg):	do 15
citlivost (g):	10
rozměry (mm):	638 x 115 x 300
hmotnost (kg):	3,4
napájení:	baterie
funkce:	TARE, HOLD, automatické vypnutí
stanovené měřidlo:	třída III (SECA 336)
příslušenství: (volitelně)	kojenecký metr SECA 232
objednací kód:	760-101 / 760-216 (SECA 336)

SECA 834

Kojenecká váha se speciálním designem pro měření i menších dětí a miminek.

- fixace naměřené hmotnosti
- registrace nárůstu hmotnosti od 2 g
- snadno čitelný extra velký displej s modrým podsvícením
- odnímatelná vážící plocha pro snadné čištění
- uložení posledního měření

**Technické parametry**

kapacita (kg):	do 20
citlivost (g):	10g<10kg>20g
rozměry (mm):	552 x 156 x 341
hmotnost (kg):	2,5
napájení:	baterie
stanovené měřidlo:	třída IIII
komunikace:	RS-232C
objednací kód:	760-213

Více informací na www.lekarske-vahy.cz**seca**
Precision for health

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Jičín | 17. listopadu 861 | 506 01 | mobil: +420 605 281 433 | tel./fax: +420 493 524 534 | e-mail: info@compek.cz | www.compek.cz

Hradec Králové | Vážní 899 | 500 03 | mobil: +420 603 172 425 | e-mail: hradec@compek.cz

Plzeň | Masarykova 1132/62 | 312 12 | mobil: +420 736 773 551 | e-mail: plzen@compek.cz

Slavičín | Komenského 882 | 763 21 | mobil: +420 774 747 599 | e-mail: morava@compek.cz

Bratislava | Strážna 11 | 831 01 | mobil: +421 908 758 793 | tel.: +421 2 4569 2569 | e-mail: info@compek.sk | www.compek.sk**COMPEK**
MEDICAL SERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE