



# GOLEM V/VP

Vertikalizační lehátko pro test na nakloněné rovině (TILT)



- pevná a stabilní konstrukce
- vysoká bezpečnost pro pacienta a obsluhu
- upínací lišty po obvodu stolu
- až 4 upínací popruhy
- ovládání pohonu ručním ovladačem
- nášlapná deska
- 20 barev potahových materiálů
- dvě základní provedení:
  - V: výška nastavitelná elektropohonem
  - VP: pevná výška lehátka

Pevná a stabilní konstrukce lehátka je vyráběna ze zdravotně nezávadných materiálů s atestem pro použití ve zdravotnictví. Pro náklon a výškové nastavení jsou použity kvalitní značkové elektropohony s tichým a klidným provozem bez vibrací. Spodní rám a pohybový mechanismus je z bezpečnostních a hygienických důvodů zcela zakrytý omyvatelnými plastovými kryty. Ovládání náklonu je standardně prováděno velkoplošnými spínači, umístěnými pod pracovní plochou z obou stran lehátka. Za příplatek lze dodat ovládání nožním pedálem. Výběr barvy potahového materiálu až z 20 odstínů, bez příplatku, umožňuje zákazníkovi sladit barvu lehátka s ambulancí. Nastavení výšky pracovní plochy elektropohonem umožňuje použít vertikalizační lehátko jako běžné vyšetřovací lehátko.



### VOLITELNÁ VÝBAVA

- brzděná kolečka Ø 75 mm
- šířka 640 - 800 mm
- délka 1800 - 2000 mm
- otvor na nos
- držák papírové role
- ovládání nožním pedálem
- spojka pro rychlé sklopení lehátka do vodorovné polohy

### TECHNICKÉ PARAMETRY

	standardní	volitelné
délka	2000 mm	1800 – 2000 mm
šířka	800 mm	640 – 800 mm
výška	650 mm	650 – 950 mm elektropohonem
pracovní plocha	jednodílná bez otvoru na nos	
náklon	0 – 90° elektromotorem	
ovládání pohonu	ruční ovladač	nožní pedál
bezpečnost	2 popruhy	2 – 4 popruhy
nosnost	150 kg	
hmotnost	92 kg	92 – 108 kg
záruka	2 roky	

### VZORNÍK POTAHOVÝCH MATERIÁLŮ

